

## 国家组织药品集中采购（胰岛素专项接续）中选药品

序号	药品通用名	剂型	规格包装	包装方式	计价单位	生产企业	中选价格(元)
1	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品的包装材料为笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器含垫片铝盖	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	25.87
2	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	卡式瓶、溴化丁基橡胶塞、卡式瓶复合铝盖	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90
3	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	中性硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液用溴化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖。	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90
4	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴丁基橡皮活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡皮膜。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91
5	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	玻璃笔芯	盒	BIOTON S. A. (合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	25.92
6	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/盒	玻璃小瓶	盒	BIOTON S. A. (合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	25.92
7	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
8	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
9	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯,1支/盒。另配一次性使用胰岛素注射笔用针头2只	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	25.93
10	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*2支/盒	2支/盒,另配一次性使用无菌胰岛素注射器1支。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	51.86

11	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56
12	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用高硼硅玻璃珠、笔式注射器用铝盖	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90
13	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶装。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91
14	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A.(合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	25.92
15	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
16	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
17	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56
18	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A.(合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	25.79
19	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品采用卡氏瓶装,内包装材料为笔式注射器用硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖和笔式注射器用高硼硅玻璃珠。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	25.87
20	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯)、复合铝盖、溴化丁基橡胶活塞、玻璃珠(帮助混匀)。包装规格为:1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	25.90

21	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用高硼硅玻璃珠、笔式注射器用铝盖	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90
22	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴丁基橡胶活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡皮膜。笔芯内的玻璃珠,用来帮助重复混匀胰岛素。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91
23	精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴丁基橡胶活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡皮膜。笔芯内的玻璃珠,用来帮助重复混匀胰岛素。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91
24	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
25	精蛋白人胰岛素混合注射液(40R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
26	精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
27	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93
28	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、玻璃珠、溴化丁基橡胶活塞、铝盖(带溴化丁基橡胶垫),1支/盒,另配一次性使用胰岛素注射笔针头2只。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	25.93
29	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	10ml:400单位*2支/盒	低硼硅玻璃管制注射剂瓶、药用氯化丁基橡胶瓶塞,2支/盒。另配一次性使用无菌胰岛素注射器1支。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	51.86

30	精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56
31	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56
32	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3mL混悬液装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为橡胶塞及橡胶柱塞盘,并铝封。	盒	礼来苏州制药有限公司	29.56
33	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3mL混悬液装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为橡胶塞及橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯被装入一次性的预装注射笔中。	盒	Lilly France	32.56
34	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品为装有3ml液体,带有一个橡胶活塞(溴化丁基橡胶)并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶)密封的玻璃(I型)小瓶。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	18.87
35	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	23.98
36	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	28.98
37	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯)、复合铝盖、溴化丁基橡胶底塞	盒	甘李药业股份有限公司	25.90
38	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	25.91
39	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔芯:笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	30.91

40	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯), 笔式注射器溴化丁基橡胶活塞, 笔式注射器用铝盖。	盒	惠升生物制药股份有限公司	25.92
41	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品为装有3ml液体, 带有一个橡胶活塞(溴化丁基橡胶)并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯橡胶)密封的玻璃(I型)小瓶。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	35.55
42	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(特充)*1支/盒	本品为预先装有玻璃(I型)笔芯的一次性、可调节剂量的笔型注射器(塑料)。其中笔芯中装有3ml液体, 内有一个活塞(溴化丁基橡胶), 并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯橡胶)密封, 外包装为纸盒。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	38.55
43	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶, 复合铝盖, 溴化丁基底塞, 1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	35.55
44	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	1支/盒。本品装于I型玻璃笔芯内, 3mL笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	甘李药业股份有限公司	38.55
45	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒, 笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用铝盖。1支/盒。另配一次性使用注射笔用针头2只。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	35.55
46	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中。	盒	礼来苏州制药有限公司	38.42
47	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中, 3ml笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	41.42

48	谷赖胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml溶液装于笔芯(无色玻璃)中,配有弹性橡胶活塞,外有一个带橡胶塞(弹性橡胶)的密封圈(铝制翻边)	盒	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	38.42
49	谷赖胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml溶液装于笔芯(无色玻璃)中,配有弹性橡胶活塞,外有一个带橡胶塞(弹性橡胶)的密封圈(铝制翻边)	盒	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (赛诺菲(北京)制药有限公司分包装)	41.42
50	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	63.33
51	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	68.33
52	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	包装规格:3ml:300单位(笔芯), 3ml/支,1支/盒。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	63.37
53	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯采用笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞和笔式注射器用铝盖含垫片(溴化丁基橡胶垫片)包装。	盒	辽宁博鳌生物制药有限公司	63.88
54	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯),复合铝盖,溴化丁基橡胶塞,1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	65.30
55	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3mL:300单位(预填充注射笔),1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	70.30

56	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	65.31
57	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔芯:笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	70.31
58	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml:300单位/笔芯,1支/盒(笔芯),装入可重复使用胰岛素笔ClikSTAR(得时笔2),Allstar或者JuniorSTAR中使用。	盒	赛诺菲(北京)制药有限公司	65.32
59	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	本笔芯(1型无色玻璃)带有一个黑色的活塞(溴化丁基橡胶)和一个含垫片(溴化丁基橡胶或者异戊二烯层压和溴化丁基橡胶)的凸缘铝盖。每支笔芯内装有3ml药液。笔芯密封在一个用完即弃的注射笔内。本包装内不含针头。	盒	赛诺菲(北京)制药有限公司	70.32
60	甘精胰岛素注射液	注射剂	1.5ml:450单位(预填充)*1支/盒	笔芯(1型无色玻璃)带有一个黑色的活塞(溴化丁基橡胶)和一个含垫片(异戊二烯层压和溴化丁基橡胶)的凸缘铝盖。笔芯密封在一个用完即弃的注射笔内。每个笔芯内装有1.5ml溶液。本包装内不含针头。	盒	赛诺菲(北京)制药有限公司	89.91
61	甘精胰岛素注射液	注射剂	1.5ml:450单位(预填充)*1支/盒	笔芯(1型无色玻璃)带有一个黑色的活塞(溴化丁基橡胶)和一个含垫片(异戊二烯层压和溴化丁基橡胶)的凸缘铝盖。笔芯密封在一个用完即弃的注射笔内。每个笔芯内装有1.5ml溶液。本包装内不含针头。	盒	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (赛诺菲(北京)制药有限公司分包装)	89.91
62	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品采用的内包装材料为笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用铝盖。1支/盒,另配一次性使用胰岛素注射笔用针头2只。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	65.33
63	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞。	盒	山东新时代药业有限公司	75.53

64	德谷胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品为含3ml溶液的笔芯(1型玻璃)。笔芯带有一个活塞(溴化丁基),由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯)密封,装于包装盒内。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	77.11
65	德谷胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(畅充)*1支/盒	本品为聚丙烯制成的一次性预填充多剂量注射笔,内含装有3ml溶液的笔芯(1型玻璃)。笔芯带有一个活塞(溴化丁基),由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯)密封。本品装在包装盒内。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	80.11
66	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及铝封的柱塞盘(聚异戊二烯和卤丁基橡胶薄片)。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France S.A.S.) (礼来苏州制药有限公司分包装)	77.11
67	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*5支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及铝封的柱塞盘(聚异戊二烯和卤丁基橡胶薄片)。3mL笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France S.A.S.)	400.55
68	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖,笔式注射器用高硼硅玻璃珠	盒	通化东宝药业股份有限公司	23.98
69	门冬胰岛素50注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖,笔式注射器用高硼硅玻璃珠	盒	通化东宝药业股份有限公司	23.98
70	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由I型玻璃制成,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶垫片(溴化丁基)密封,装有3ml混悬液。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	25.87
71	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯),复合铝盖,溴化丁基底塞,玻璃球(帮助混匀),1支/盒。	盒	甘李药业股份有限公司	25.90



72	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用高硼硅玻璃珠,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	25.91
73	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔芯:笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用高硼硅玻璃珠,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	30.91
74	门冬胰岛素50注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯),笔式注射器溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖,笔芯内装有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。	盒	惠升生物制药股份有限公司	25.92
75	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯),笔式注射器溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖,笔芯内含有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。	盒	惠升生物制药股份有限公司	25.92
76	门冬胰岛素50注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯(1型玻璃)的一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密封。笔芯内装有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。每支笔芯装有3ml混悬液。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	35.55
77	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由I型玻璃制成,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密封,装有3ml混悬液。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	35.55
78	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(特充)*1支/盒	预先装有玻璃(I型)笔芯的一次性多剂量注射笔(塑料)。其中的笔芯装有3ml混悬液,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密封。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。每支预填充笔装有3ml混悬液。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	38.55

79	精蛋白锌重组赖脯胰 岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯),复合铝盖,溴化丁基橡胶活 塞,玻璃珠(帮助混匀),1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	35.55
80	精蛋白锌重组赖脯胰 岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	38.55
81	精蛋白锌重组赖脯胰 岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为 卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封 。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅 油或硅树脂乳液处理。	盒	Eli Lilly Nederland B.V.(Eli Lilly Italia S.p.A.) (礼来苏州制药有限公司分包装)	38.42
82	精蛋白锌重组赖脯胰 岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为 卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封 。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅 油或硅树脂乳液处理。	盒	礼来苏州制药有限公司	38.42
83	精蛋白锌重组赖脯胰 岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为 卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封 。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅 油或硅树脂乳液处理。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France) (礼来苏州制药有限公司分包装)	38.42
84	精蛋白锌重组赖脯胰 岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为 卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封 。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经二甲硅 油或硅树脂乳液处理。3ml笔芯被装入一次 性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	41.42
85	精蛋白锌重组赖脯胰 岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为 卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封 。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅 油或硅树脂乳液处理。3mL笔芯被装入一次 性的注射笔中,本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	41.42